PRODUCTS CATALOG





ADITEK®
ORTHODONTICS

Technology.
Innovation.
Art.

It is what you will find
in each product.

Tecnología.
Inovación.
Arte.

Es lo que va a encontrar
en cada producto



ADITEK®
ORTHODONTICS



Present in more than 50 countries around the world

Presente en más de 50 países alrededor del mundo

Intelligence and creativity guided to better results.

Inteligencia y creatividad orientada a los mejores resultados.

Since 1990, Aditek has been innovating the global orthodontics scene with high technology products. Nowadays the company is recognized as one of the main manufacturers of orthodontic products in the world, exporting a large part of its production to all the continents.

Headquarters in Cravinhos, in the state of São Paulo, the company today has more than 5,000 m^2 of industrial area and has a new industrial complex in an area of 20,000 m^2.

Aditek has a complete line of brackets, buccal tubes, archwires, wires, molar bands, among other products in the segment, all in accordance with the strictest international quality standards CE 1304 and ISO 13485.

Today, Aditek is investing in the Digital Dentistry with its line of aligners Self, Intraoral Scanner Panda P2 and resins for 3D printing, Horus 3D.

Prioritizing research and development of technically advanced products, has made Aditek a leader in the orthodontic market worldwide.

The recognition and trust acquired in these years of hard work and commitment,
are results of its main goal: generating value by promoting quality of life and innovative solutions in the health area.

Desde 1990, Aditek ha estado innovando en la escena de la ortodoncia mundial con productos de alta tecnología. Hoy la empresa es reconocida como una de las principales fabricantes de productos de ortodoncia del mundo, exportando gran parte de su producción a todos los continentes.

Con sede en Cravinhos, en el departamento de São Paulo, la empresa tiene hoy con más de 5.000 m^2 de área industrial y tiene un nuevo complejo industrial en un área de 20,000 m^2.

Aditek cuenta con una línea completa de brackets, tubos, arcos, alambres, bandas molares, entre otros productos del segmento, todo de acuerdo con las más estrictas normas internacionales de calidad CE 1304 y ISO 13485.

Hoy, Aditek está invirtiendo en la Ortodoncia Digital con sus alineadores, Scanner Intraoral Panda P2 y en las resinas para impresión 3D, Horus 3D.

Al priorizar la investigación y el desarrollo de productos técnicamente avanzados, Aditek ha conquistado el mercado mundial de la ortodoncia.

El reconocimiento y la confianza adquiridos en estos años de arduo trabajo y compromiso, son consecuencia de su principal objetivo: generar valor promoviendo la calidad de vida y soluciones innovadoras en el área de la salud.

Recognized worldwide and awarded in Brazil.

Reconocido mundialmente y premiado en Brasil.



BRACKETS
BRACKETS

11 | EasyClip+
29 | BioMax
33 | Vector+
37 | Octoplus L
41 | BioCrystal







BUCCAL TUBES
TUBOS

45 | **Self-ligating buccal tube**
Tubo autoligado

47 | BioComfort








ARCHWIRES
ARCOS


50 | Stainless steel
Acero extrabucal
51 | Thermoactivated
termoactivado
52 | Cuper niti
53 | Stainless
Steel
54 | Nitinol





WIRES
HILOS

56 | Stainless
Steel



ACCESSORIES
ACCESORIOS

58 | Ball hook
Gancho bola
58 | Stop



ELASTIC
ELÁSTICO

60 | Elastic ligature
Ligadura elástica
60 | Intra-oral elastic
Elástico intrabucal
60 | Separator Elastics
Elásticos separadores

59

AUXILIARIES
AUXILIARES

62 | Lightbond resin
Resina Lightbond
63 | Bite tubo
64 | Tweezers (clip closing)
Pinza (cierre de EasyClip+)
64 | Explorer
Explorador
65 | Bonding tray
66 | Visprotek

61

BANDS
BANDAS

68 | Upper right
Superior derecho
68 | Lower right
Inferior derecho
69 | Upper left
Superior izquierdo
69 | Lower left
Inferior izquierdo

67

SCANNER

PANDA P2
Scanner Intraoral




71

ALIGNERS

self

73 | Self Aligners
alineadores Self
75 | Memoflex



73

3D PRINTING RESIN RESINA PARA IMPRESIÓN 3D

HORUS




77

BRACKETS



ADITEK®
ORTHODONTICS



A complete line for orthodontic treatments

Una línea completa para tratamientos de ortodoncia

BRACKETS

ALL TREATMENTS POSSIBILITIES IN THE SAME PLACE

TODAS LAS POSIBILIDADES DE TRATAMIENTOS EN UN ÚNICO LUGAR

EasyClip+

PRESCRIPTIONS
PRESCRIPCIONES

SELF-LIGATING/AUTOLIGADO | PÁG. 11

PASSIVE/PASIVO:
- ROTH
- MBT
- STANDARD
- LOW TORQUE
- SUPER TORQUE
- MODERNA ORTO STANDARD CLASS II
- MODERNA ORTO CLASS III OPEN BITE
- MODERNA ORTO DEEP BITE
- MODERNA ORTO PLUS

INTERACTIVE/INTERACTIVO:
- ROTH
- MBT
- PONCE
- STANDARD
- LOW TORQUE
- SUPER TORQUE

HYBRID/HÍBRIDO:
- ROTH
- MBT
- STANDARD
- LOW TORQUE
- SUPER TORQUE
- ORTO MURATA

BI DIMENSIONAL HYBRID
HÍBRIDO BI DIMENSIONAL
- ROTH
- MBT
- JORGE RODRIGUES
- PDM
- MSG



BioMax

CONVENTIONAL/CONVENCIONAL | PAGE-PAG. 29

PRESCRIPTIONS / PRESCRIPCIONES

- ROTH
- MBT



Vector+

CONVENTIONAL/CONVENCIONAL | PAGE-PAG. 33

PRESCRIPTIONS / PRESCRIPCIONES

- ROTH
- MBT
- PONCE
- JORGE RODRIGUES
- BIOMECÂNICA GIRONDI



Octopus L

LINGUAL | PAGE-PAG. 37

PRESCRIPTIONS / PRESCRIPCIONES

- NEW HBL



BioCrystal

AESTHETIC/ESTÉTICO | PAGE-PAG. 47

PRESCRIPTIONS / PRESCRIPCIONES

- ROTH



Faster and more efficient treatment

Tratamiento más rápido y eficiente

EasyClip+®

2nd Generation

Self-Ligating System

MORE THAN 400.000 CASES INSTALLED AROUND THE WORLD

MÁS DE 400.000 CASOS INSTALADOS EN EL MUNDO

SEVERAL THESES DEFENDED BASED ON ITS USE

VARIAS TESIS DEFENDIDAS EN BASE A SU USO

THE MOST COMPLETE SELF-LIGATING SYSTEM IN THE WORLD

EL SISTEMA AUTOLIGADO MÁS COMPLETO DEL MUNDO



IT IS THE ONLY BRAZILIAN SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM WITH AN US PATENT

The **SELF-LIGATING SYSTEM** is completing more than 12 years of successful clinical application. The main reason for this success is you, with your dedication and knowledge as an orthodontist and your desire to make positive changes for yourself and your patients.

ES EL ÚNICO SISTEMA DE BRACKET AUTOLIGADO BRASILEÑO CON UNA PATENTE EN ESTADOS UNIDOS

El **SISTEMA DE AUTOLIGADO** está completando más de 12 años de aplicación en clínicas con éxito. La razón principal de este éxito es usted, con su dedicación y conocimiento como ortodoncista y su deseo de hacer cambios positivos para sí y sus pacientes.

SELF-LIGATING
AUTOLIGADO

ADITEK ORTHODONTICS

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN STANDARD


SLOT	REFERENCE / REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1290	5x5

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	7°	6°	15°	15°	6°	7°	-11°	-11°
Ang.	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 x .028 — **REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5**

	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1213	05.21.1212	05.21.1211	05.21.1221	05.21.1222	05.21.1223	05.21.1524	05.21.1524



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	-3°	-3°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
Ang.	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	4°	4°
In-out	0,15mm	0,15mm	0,25 mm	0,45mm	0,45mm	0,45mm	0,45mm	0,20mm	0,15 mm	0,15mm



SLOT .022 x .028 — **REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5**

	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN LOW TORQUE

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1090	5x5

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	-9°	-5°	2°	2°	-5°	-9°	-11°	-11°
Ang.	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 x .028 — **REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5**

	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1013	05.21.1012	05.21.1011	05.21.1021	05.21.1022	05.21.1023	05.21.1524	05.21.1524



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-17°
Ang.	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



SLOT .022 x .028 — **REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5**

	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1043	05.21.1042	05.21.1041	05.21.1031	05.21.1032	05.21.1033	05.21.1634	05.21.1535

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN SUPERTORQUE


SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1190	5x5

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	11°	13°	22°	22°	13°	11°	-11°	-11°
Ang.	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 X .028 — REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5

	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1113	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1123	05.21.1524	05.21.1524



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-5°	13°	-3°	-3°	-3°	-3°	13°	-5°	-17°
Ang.	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0, 15 mm



SLOT .022 x .028 — REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5

	05.21.1545	05.21.1144	05.21.1143	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1133	05.21.1134	05.21.1535


MOLAR BUCCAL TUBES PASSIVE
TUBO EN LOS MOLARES PASIVO | KITS 6x6

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1094 Low	6x6
.022" x .028"	05.21.1194 Super	6x6
.022" x .028"	05.21.1294 Standard	6x6

Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-18°	-18°
Ang.	0°	0°
Offset	12°	12°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT .022 x .028 | REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1

	08.45.0111O	08.45.0211O



Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-28°	-28°
Ang.	2°	2°
Offset	2°	2°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT .022 x .028 | REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1

	08.45.0312O	08.45.0412O



PRESCRIPTION
PRESCRIPCIÓN



STANDARD

Kit 1 case
Cód. 05.21.1290

SUPER TORQUE

Kit 1 case
Cód. 05.21.1190

LOW TORQUE

Kit 1 case
Cód. 05.21.1090

KITS WITH MOLAR BUCCAL TUBES 6X6

Kit 1 case Standard
Cód. 05.21.1294

Kit 1 case Low Torque
Cód. 05.21.1094

Kit 1 case Super Torque
Cód. 05.21.1194

ADITEK ORTHODONTICS


PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN ROTH

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.20.0390	5x5
.022" x .028"	05.21.0390	5x5

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x 028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0313	05.20.0312	05.20.0311	05.20.0321	05.20.0322	05.20.0323	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	05.21.0312	05.21.0311	05.21.0321	05.21.0322	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.0345	05.20.0344	05.20.0343	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0333	05.20.0334	05.20.0335
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335




MOLAR BUCCAL TUBES
TUBO EN LOS MOLARES | KITS 6 X 6

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.0394 ROTH	6x6
.022" x .028"	05.21.0894 MBT	6x6

Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-10°	-10°
Ang.	0°	0°
Offset	8°	8°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
.022" x .028"	08.45.0105O	08.45.0205O



Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-25°	-25°
Ang.	0°	0°
Offset	5°	5°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
.022" x .028"	08.45.0310O	08.45.0410O



PRESCRIPTION
PRESCRIPCIÓN



ROTH

Kit 1 case
.018" - Cód. 05.20.0390
.022" - Cód. 05.21.0390

MBT

Kit 1 case
.018" - Cód. 05.20.0890
.022" - Cód. 05.21.0890

KIT COM TUBOS MOLARES

ROTH
Cód. 05.21.0394

MBT
Cód. 05.21.0894


PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN **MBT**

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.20.0890	5x5
.022" x .028"	05.21.0890	5x5

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0813	05.20.0812	05.20.0811	05.20.0821	05.20.0822	05.20.0823	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	05.21.0812	05.21.0811	05.21.0821	05.21.0822	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang.	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.0845	05.20.0844	05.20.0843	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0833	05.20.0834	05.20.0835
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835



PRECISION IN EACH MOVEMENT, WITH THE BEST PERFORMANCE

PRECISIÓN EN CADA MOVIMIENTO, CON EL MEJOR DESEMPEÑO

ADITEK ORTHODONTICS

MODERNA ORTO - STANDARD


WITH MOLAR BUCCAL TUBES
CON TUBO EN LOS MOLARES

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4595C	7x7

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.1213	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1223	05.21.3824	05.21.3824




Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	-3°	-3°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
Ang.	4°	4°	5°	2°	2°	2°	2°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ang.	0°	0°
Offset	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/ 10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107




Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ang.	0°	0°
Offset	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ang.	0°	0°
Offset	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309



Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ang.	0°	0°
Offset	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



MODERNA ORTO - CLASS III OPEN BITE


WITH MOLAR BUCCAL TUBES
CON TUBO EN LOS MOLARES

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4695C	7x7

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	7°	-5°	2°	2°	-5°	7°	-11°	-11°
Ang.	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1213	05.21.1012	05.21.1011	05.21.1021	05.21.1022	05.21.1223	05.21.1524	05.21.1524




Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	-12°	-17°
Ang.	4°	4°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ang.	0°	0°
Offset	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107




Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ang.	0°	0°
Offset	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ang.	0°	0°
Offset	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309



Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ang.	0°	0°
Offset	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



ADITEK ORTHODONTICS

MODERNA ORTO - DEEP BITE


WITH MOLAR BUCCAL TUBES
CON TUBO EN LOS MOLARES

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4795C	7x7

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.1213	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1223	05.21.3824	05.21.3824




Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-12°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-12°
Ang.	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.1644	05.21.1644	05.21.1043	05.21.1042	05.21.1041	05.21.1031	05.21.1032	05.21.1033	05.21.1634	05.21.1634

Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ang.	0°	0°
Offset	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107




Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ang.	0°	0°
Offset	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ang.	0°	0°
Offset	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm


SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/ 10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309



Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ang.	0°	0°
Offset	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408







PRESCRIPTION
PRESCRIPCIÓN

MODERNA ORTO STANDARD


KIT 1 CASE
Cód. 05.21.4595C

MODERNA ORTO CLASS III OPEN BITE

KIT 1 CASE
Cód. 05.21.4695C

MODERNA ORTO DEEP BITE

KIT 1 CASE
Cód. 05.21.4795C



Easy opening / Fácil apertura



1. Put the instrument (explorer) in the hole of the clip, located below the slot, between the lower fins and perpendicular to the buccal surface of the tooth. Gently turn the instrument to right or left; in the case the piece has a hook, the rotation must be in the opposite direction to it.

1. Ponga el instrumento (explorador) en el agujero del clip, ubicado debajo del slot , entre las aletas inferiores y perpendiculares en la fase vestibular del diente. Gire el instrumento delicadamente a la derecha o a la izquierda; en el caso de que la pieza tenga un gancho, la rotación debe estar en la dirección opuesta a él.



2. The clip can also be opened with a fine explorer tip with a smooth lever movement down, putting the instrument into the hole. The bracket clips lower open to the gingival and upper occlusal.

2. El clip también se puede abrir con un explorador de punta fina con un suave movimiento de palanca abajo, poniendo el instrumento en el agujero. Los clips del bracket inferior abren hacia el área gingival y los superiores hacia el área oclusal.

Secure closure



1.Position the archwire according to the treatment to be accomplished. Using tweezers, put a tip on the fins of the bracket and the other in the end of the clip

1. Posicionar el arco de acuerdo al tratamiento a realizar. Con una pinza, pon una punta en las aletas del bracket y la otra en el extremo del clip.



2. Press the tweezers vertically. The first "click" unlock opening that was made in the clip. The second "click", stronger, will lock the clip, closing the slot.

2. Presione las pinzas verticalmente. al primer sonido de un "clic" se desbloqueara . con el segundo "clic", más fuerte, de bloqueará el clip, cerrando el slot.

EasyClip+®

2nd Generation

Self-Ligating System

THE BEST OPTION FOR A FAST AND EFFICIENT TREATMENT

LA MEJOR OPCIÓN PARA UN TRATAMIENTO RÁPIDO Y EFICIENTE







Technology and innovation, it is the ideal solution for orthodontists who wants to stand out in the market!

Realizada con mucha tecnología e innovación, ¡es la solución ideal para los ortodoncistas que quieren destacarse en el mercado!

Interactive Self-ligating
Autoligado interactivo

ADITEK ORTHODONTICS


PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN ROTH

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.0390	5x5
.022" x .028"	05.23.0390	5x5

SELF-LIGATING
AUTOLIGADO INTERACTIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.22.0323	05.22.3824	05.22.3824
.022" x .028"	05.23.3814	05.23.3814	05.23.0313	05.23.0312	05.23.0311	05.23.0321	05.23.0322	05.23.0323	05.23.3824	05.23.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.0345	05.22.0344	05.22.0343	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0333	05.22.0334	05.22.0335
.022" x .028"	05.23.0345	05.23.0344	05.23.0343	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0333	05.23.0334	05.23.0335


PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN PONCE

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.2390	5x5

SELF-LIGATING
AUTOLIGADO INTERACTIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.22.0323	05.22.3824	05.22.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang.	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.0845	05.22.0844	05.22.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0833	05.22.0834	05.22.0835


PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN **MBT**

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.0890	5x5
.022" x .028"	05.23.0890	5x5

SELF-LIGATING
AUTOLIGADO INTERACTIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0813	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	05.22.0823	05.22.3824	05.22.3824
.022" x .028"	05.23.3814	05.23.3814	05.23.0813	05.23.0812	05.23.0811	05.23.0821	05.23.0822	05.23.0823	05.23.3824	05.23.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang.	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.0845	05.22.0844	05.22.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0833	05.22.0834	05.22.0835
.022" x .028"	05.23.0845	05.23.0844	05.23.0843	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0833	05.23.0834	05.23.0835




TUBOS NOS MOLARES | KITS 6 x 6
Interactive ROTH and MBT
Interactivo ROTH y MBT

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.23.0394 ROTH	6x6
.022" x .028"	05.23.0894 MBT	6x6

Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-10°	-10°
Ang.	0°	0°
Offset	8°	8°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
.022" x .028"	08.46.0105O	08.46.0205O



Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-25°	-25°
Ang.	0°	0°
Offset	5°	5°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
.022" x .028"	08.46.0310O	08.46.0410O



PRESCRIPTION
PRESCRIPCIÓN



ROTH
Kit 1 case
.018 Cód. 05.22.0390

PONCE
Kit 1 case
Cód. 05.22.2390

MBT
Kit 1 case
.022 Cód. 05.23.0890

KIT WITH INTERACTIVE BUCCAL TUBES ROTH AND MBT

KIT CON TUBOS INTERACTIVOS ROTH Y MBT

ROTH
Cód. 05.23.0394
MBT
Cód. 05.23.0894

EasyClip+®

2nd Generation

Self-Ligating System

The most complete self-ligating system in the world

El sistema autoligado más completo en el mundo




The best of both technologies in one system

Lo mejor de ambas tecnologías en un único sistema



PASSIVE
PASIVO

INTERACTIVO
INTERACTIVO



- **CUSTOMIZED FOR MANY TREATMENT OPTIONS**
  PERSONALIZACIÓN PARA MUCHAS OPCIONES DE TRATAMIENTO
- **INDIVIDUALIZED FORCE SYSTEM**
  SISTEMA DE FUERZA INDIVIDUALIZADA
- **TOTAL CONTROL**
  INTEGRACIÓN TOTAL

HYBRID SYSTEM
SISTEMA HÍBRIDO

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN ROTH

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.31.0390	5x5
.022" x .028"	05.32.0390	5x5


HYBRID SELF-LIGATING
AUTOLIGADO HÍBRIDO

INTERACTIVE
INTERATIVO

ANTERIOR
ANTERIOR

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.20.0323	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	05.23.0312	05.23.0311	05.23.0321	05.23.0322	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm





SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.0345	05.20.0344	05.20.0343	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.20.0333	05.20.0334	05.20.0335
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN MBT

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.31.0390	5x5
.022" x .028"	05.32.0390	5x5


HYBRID SELF-LIGATING
AUTOLIGADO HÍBRIDO

INTERACTIVE
INTERATIVO

ANTERIOR
ANTERIOR

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0813	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	05.20.0823	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	05.23.0812	05.23.0811	05.23.0821	05.23.0822	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang.	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm





SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" X .028"	05.20.0845	05.20.0844	05.20.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.20.0833	05.20.0834	05.20.0835
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835



6 REASONS RAZONES

TO BE SURPRISED WITH THE PRESCRIPTION

PARA SORPRENDERTE CON LA TÉCNICA

Dr. Jorge Rodrigues CRO 10080



1 **Slots .018" for anterior teeth and .022" for posterior teeth allow the torque control in the anterior region and freedom for sliding in the posterior region, ideal for closing spaces;**

Slots .018" para dientes anteriores y .022" para dientes posteriores permiten control de torque en la región anterior y libertad para deslizar en la región posterior, ideal para cerrar espacios;

2 **6º of torque on the lower incisor to avoid the excessive proclination during leveling and alignment (torque resistant);**

6º de torque en el incisivo inferior para prevenir el proclinación excesiva durante la nivelación y alineación (torque resistente);

3 **The same inverted bonded bracket generates a torque of +6º that resists tendency to verticalize the incisors, generating an anterior anchoring in cases posterior teeth mesialization (torque resistant);**

El mismo bracket cementado invertido genera un torque de +6º que resiste a la tendencia de verticalizar los incisivos, generando un anclaje anterior en casos de mesialización de dientes posteriores (resistente al torque);

4 **Upper canines with positive torque of 7º displace the cortical root to medulla, facilitating the retraction movement (active torque);**

Caninos superiores con torque positivo de 7º para desplazar la raíz cortical a la médula, facilitando el movimiento de retracción (torque activo);

5 **The variation of the space between the archwires, from .016" x .016" to .018" x .025" with slot maxillary central incisor bracket with torque of +22º, generates torques effectives similar to Andrews values, ROTH, Alexander, MBT and Hilgers;**

La variación del espacio entre los arcos, de .016" x .016" a .018" x .025" con un bracket de incisivo central maxilar de slot con torque de +22º, genera torques efectivos similares a los valores de Andrews, ROTH, Alexander, MBT y Hilgers;

6 **+22º torque in maxillary and +6th incisors on the lower incisors counterbalance effects negatives of the use of Class II elastics (torque resistant);**

+22º de torque en los maxilares y +6º en los incisivos inferiores contrarrestan los efectos negativos del uso de elásticos, Clase II (torque resistentes);




PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN
JORGE RODRIGUES

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.33.1490	5x5

HYBRID BI DIMENSIONAL SELF-LIGATING 3-3
AUTOLIGADO HÍBRIDO BI DIMENSIONAL 3-3

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	–	–	05.22.1213	05.22.1112	05.22.1111	05.22.1121	05.22.1122	05.22.1223	–	–
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	–	–	–	–	–	–	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	**44**	**43**	**42**	**41**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**





Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	–	–	05.22.1843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.1833	–	–
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	–	–	–	–	–	–	05.21.0334	05.21.0335

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN PDM

HYBRID BI DIMENSIONAL SELF-LIGATING
AUTOLIGADO HÍBRIDO BI DIMENSIONAL


INTERACTIVE - ANTERIOR .018"
INTERACTIVO - ANTERIOR .018"

PASSIVE - POSTERIOR .022"
PASIVO - POSTERIOR .022"

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.4090	5x5

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-10°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-10°
Ang.	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	8°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	8°
In-out	0,45mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,45mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	–	–	05.21.1213	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.21.1223	–	–
.022" x .028"	08.54.0105	05.21.1514	–	–	–	–	–	–	05.21.1524	08.54.0205



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-25°	-12°	-7°	0°	0°	0°	0°	-7°	-12°	-25°
Ang.	0°	4°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	4°	0°
Offset	5°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	5°
In-out	0,45mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,45mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	–	–	–	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	–	–	–
.022" x .028"	08.54.0310	05.21.1644	05.21.1243	–	–	–	–	02.21.1233	05.21.1634	08.54.0410

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN MBT

HYBRID BI DIMENSIONAL SELF-LIGATING
AUTOLIGADO HÍBRIDO BI DIMENSIONAL


INTERACTIVE - ANTERIOR .018"
INTERACTIVO - ANTERIOR .018"

PASSIVE - POSTERIOR .022"
PASIVO - POSTERIOR .022"

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.0890 (2-2)	5x5

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	-	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	-	-	-	-	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang.	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	-	-	-
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	-	-	-	-	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835

ADITEK ORTHODONTICS

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN ROTH

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.0390 (2-2)	5x5


HYBRID BI DIMENSIONAL SELF-LIGATING
AUTOLIGADO HÍBRIDO BI DIMENSIONAL

INTERACTIVE - ANTERIOR .018"
INTERACTIVO - ANTERIOR .018"

PASSIVE - POSTERIOR .022"
PASIVO - POSTERIOR .022"

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	-	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	-	-	-	-	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	-	-	-
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	-	-	-	-	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335

M.O. COMBINED PASSIVE - Kit 4 cases (7x7) - Cód.14.00.0035
Contains:
- 2 cases M.O Standard, 2 sequences Cuper Niti archwire .014 / .018 / .014x.025 / .018x.025
- 1 case M.O Class III Open Bite, 1 Cuper Niti archwire .014 / .014x.025 / .016x.025 / .018x.025
- 1 case M.O Deep Bite, 1 sequence of Cuper Niti archwire .014x.025 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025
- + Accessories

M.O. COMBINADO PASIVO - Kit 4 cases (7x7) - Cód.14.00.0035
Contiene:
- 2 casos M.O Standard, 2 secuencias de arcos Cuper Niti .014 / .018 / .014x.025 / .018x.025
- 1 caso M.O Class III Open Bite, 1 secuencia de arcos Cuper Niti .014 / .014x.025 / .016x.025 / .018x.025
- 1 caso M.O Deep Bite, 1 secuencia de arcos Cuper Niti .014 / .014x.025 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025
- + Accesorios



KIT IS COMPOSED BY:
- 04 Cases of Self-ligating EasyClip+ Brackets
- 01 Explorer to open the clip
- 01 Tweezers C to close the clip
- 10 Stops 2mm
- 10 Stops 3mm
- 10 Ball Hooks
- Contour Niti EasyClip+ arc sequence: .014, .018, .014 x .025 and .017 x .025 (02 units of each)

EL KIT ESTA COMPUESTO POR:
- 04 Cajas de Brackets Autoligados EasyClip+
- 01 Explorador para abrir el clip
- 01 Pinza C para cerrar el clip
- 10 Stops 2mm
- 10 Stops 3mm
- 10 Ganchos de bola
- Secuencia de arco Contour Niti EasyClip+: .014, .018, .014 x .025 y .017 x .025 (02 unidades de cada uno)

AVAILABLE PRESCRIPTIONS
DISPONIBLE EN LAS PRESCRIPCIONES

PASSIVE MBT
MBT PASIVO
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0004

INTERACTIVE MBT
MBT INTERACTIVO
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0020

JORGE RODRIGUES HYBRID BIDIMENSIONAL
JORGE RODRIGUES HÍBRIDO BIDIMENSIONAL
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0027

PASSIVE SUPER TORQUE
SUPER TORQUE PASIVO
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0007

PASSIVE STANDARD TORQUE
STANDARD TORQUE PASIVO
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0005

INTERACTIVE ROTH
ROTH INTERACTIVO
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0021

PASSIVE ROTH
ROTH PASIVO
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0006

*Check other prescriptions available to the 4 cases kit / *Ver otras prescripciones disponibles para el kit de 4 cajas



PROVEN QUALITY FOR THE ORTHODONTISTS AND PATIENTS

CALIDAD COMPROBADA POR QUIÉN INSTALA Y POR QUIÉN LO USA

BioMax®
Bracket System

BioMax®

Bracket System

Aditek's BioMax Bracket System has: low profile, anatomic design, rounded edges, torque, angulation and slots precision, offering the highest comfort to the patient.

El bracket BioMax de Aditek tiene un perfil bajo, diseño anatómico, bordes redondeados, precisión de torque, ángulo y slots, ofreciendo la máxima comodidad al paciente.



MAXIMUM COMFORT AND QUALITY

MAXIMA COMODIDAD Y CALIDAD PARA QUIEN LO UTILIZA

1. **VERTICAL LINE TO FACILITATE BRACKET POSITIONING**
   Linea vertical para facilitar el posicionamiento;
2. **INTEGRATED HOOK**
   Gancho integrado
3. **CHAMFERED SLOT**
   Slot biselado
4. **EXPANDED AREA BENEATH THE WINGS**
   Area expandida
5. **TORQUE ON BASE**
   Torque en la base
6. **COMPOUND AND CONTURED BONDING BASE**
   Base con rayo compuesto
7. **EASY PLACING AND REMOVAL OF LIGATURES**
   Fácil inserción y retirada de ligaduras.

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN ROTH

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.04.0390	5x5


METALLIC
METÁLICO

KIT VARIATIONS/ VARIACIONES DE KITS 5X5

SLOT .022			
	05.04.0300 Kit 10 casos c/g 3,4,5	**05.04.0309** Kit 50 casos c/g 3,4,5	**05.04.0302** Kit 100 casos c/g 3,4,5

Width	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.04.3814	05.04.3814	05.04.0313	05.04.0312	05.04.0311	05.04.0321	05.04.0322	05.04.0323	05.04.3824	05.04.3824



Width	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,48 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,48 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.04.0345	05.04.0344	05.04.0343	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0333	05.04.0334	05.04.0335

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN MBT

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS / KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.04.0890	5x5


METALLIC
METÁLICO

KIT VARIATIONS/ VARIACIONES DE KITS 5X5

SLOT .022			
	05.04.0800 Kit 10 casos c/g 3,4,5	**05.04.0809** Kit 50 casos c/g 3,4,5	**05.04.0802** Kit 100 casos c/g 3,4,5

Width	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,2mm	3,2mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm


SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.04.3814	05.04.3814	05.04.0813	05.04.0812	05.04.0811	05.04.0821	05.04.0822	05.04.0823	05.04.3824	05.04.3824



Width	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang.	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,48 mm	0,48 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,50 mm	0,48 mm	0,48 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.04.0845	05.04.0844	05.04.0843	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0833	05.04.0834	05.04.0835

ADITEK ORTHODONTICS



Vector+®

Bracket System



IDENTIFICATION MARK
MARCA DE IDENTIFICACIÓN

180 GAUGE FOIL MESH BASE
BASE RETENTIVA EN RED SINTETIZADA

MIDLINE PERMANENT MARK
MARCADO PERMANENTE EN LA LÍNEA MEDIA

ROUNDED CORNERS
ALETAS REDONDEADAS

ANATOMICAL SHAPED BALL HOOK
GANCHO EN FORMATO ANATÓMICO

The Vector+ system is based on the versatility of the interchangeable options for brackets of different techniques, making the best bracket system in original prescriptions available for professionals.

El Sistema Vector+ basado en la versatilidad y en las opciones de cambios de los brackets entre las diferentes técnicas, poniendo al alcance del profesional el mejor conjunto de brackets en las prescripciones originales

BRACKET SYSTEM
SISTEMA DE BRACKET

ADITEK ORTHODONTICS

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN ROTH

KIT VARIATIONS/ VARIACIONES DE KITS 5X5

SLOT .018

05.39.0390 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
05.39.0300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
05.39.0309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.39.0302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

KIT VARIATIONS/ VARIACIONES DE KITS 5X5


SLOT .022

05.40.0390 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
05.40.0300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
05.40.0309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.40.0302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

METALLIC
METÁLICO

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,60 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0313	05.39.0312	05.39.0311	05.39.0321	05.39.0322	05.39.0323	05.39.3424	05.39.3424
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	05.40.0313	05.40.0312	05.40.0311	05.40.0321	05.40.0322	05.40.0323	05.40.3424	05.40.3424





Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.3245	05.39.3244	05.39.3643	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3633	05.39.3234	05.39.3235
.022" x .028"	05.40.3245	05.40.3244	05.40.3643	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3633	05.40.3234	05.40.3235


PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN PONCE

Kit Variations 5X5
Variaciones de kits 5x5

05.39.2390 - Kit c/g 3,4,5
05.39.2300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
05.39.2309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.39.2302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,60 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0313	05.39.0312	05.39.0311	05.39.0321	05.39.0322	05.39.0323	05.39.3424	05.39.3424





Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang.	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.39.8945	05.39.0844	05.39.0843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0833	05.39.0834	05.39.8935

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN MBT

KIT VARIATIONS/ VARIACIONES DE KITS 5X5

SLOT .018

05.39.0890 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
05.39.0800 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
05.39.0809 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.39.0802 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

KIT VARIATIONS/ VARIACIONES DE KITS 5X5


SLOT .022

05.40.0890 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
05.40.0800 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
05.40.0809 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.40.0802 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

METALLIC
METÁLICO

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0813	05.39.0812	05.39.0811	05.39.0821	05.39.0822	05.39.0823	05.39.3424	05.39.3424
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	05.40.0813	05.40.0812	05.40.0811	05.40.0821	05.40.0822	05.40.0823	05.40.3424	05.40.3424





Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang.	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.8945	05.39.0844	05.39.0843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0833	05.39.0834	05.39.8935
.022" x .028"	05.40.8945	05.40.0844	05.40.0843	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0833	05.40.0834	05.40.8935


PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN JORGE RODRIGUES

Kit Variations 5X5
Variaciones de kits 5x5

05.36.1490 - Kit 1 caso c/g 3,4,5
05.36.1400 - Kit 10 casos c/g 3,4,5
05.36.1409 - Kit 50 casos c/g 3,4,5
05.36.1402 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	14°	22°	22°	14°	7°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45	0,45	0,50	0,75	0,70	0,70	0,75	0,50	0,45	0,45

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	-	-	05.39.0913	05.39.0912	05.39.0911	05.39.0921	05.39.0922	05.39.0923	-	-
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	-	-	-	-	-	-	05.40.3424	05.40.3424



Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45	0,45	0,45	0,70	0,70	0,70	0,70	0,45	0,45	0,45

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	-	-	05.39.1843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.1833	-	-
.022" x .028"	05.40.3245	05.40.3244	-	-	-	-	-	-	05.40.3234	05.40.3235

ADITEK ORTHODONTICS

GIRONDI BIOMECHANIC
BIOMECÁNICA GIRONDI

SLOT	REFERENCE/REFERENCIA	KIT WITH HOOKS KIT C. GANCHO 3, 4, 5	KIT 6X6 COM TUBOS NOS MOLARES KIT 6X6 CON TUBOS EN MOLARES
.018" x .028"	05.39.4990	5x5	05.39.4994 - Kit c/g 3,4,5

Width	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	7°	14°	22°	22°	14°	7°	0°	0°
Ang.	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	0°	0°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	0°	0°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.09.0914	05.09.0914	05.39.0913	05.39.0912	05.39.0911	05.39.0921	05.39.0922	05.39.0923	05.09.0924	05.09.0924

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Ang.	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	0°	0°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	0°	0°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,45 mm







SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.09.0944	05.09.0944	05.39.0923	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.0913	05.09.0934	05.09.0934

GIRONDI BIOMECHANIC with molar buccal tubes
BIOMECÂNICA GIRONDI con tubos en los molares

SLOT		
.022" x .028"	08.11.1501	08.11.1601

Width	3,8 mm	3,8 mm
Torque	0°	0°
Ang.	0°	0°
Offset	0°	0°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

	16	26
UPPER SUPERIOR		
LOWER INFERIOR		
	46	36

Width	3,8 mm	3,8 mm
Torque	0°	0°
Ang.	0°	0°
Offset	0°	0°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT | REPOSIÇÃO PK W/10		
.022" x .028"	08.11.1601	08.11.1501









OCTOPUS L
STANDARD LINGUAL BRACKET
New HBL

LINGUAL ORTHODONTIC SYSTEM
SISTEMA DE ORTODONCIA LINGUAL

LOW PROFILE AND ANATOMICAL BASE
PERFIL BAJO Y BASE ANATÓMICA



SERVICE OF POSITIONING AND INDIRECT BONDING BY THE TECHNOLOGY CAD-CAM.

SERVICIO DE POSICIONAMIENTO Y INDIRECTO POR LA TECNOLOGÍA CAD-CAM.

The OCTOPUS Lingual Bracket System has innovated the practice of Lingual Orthodontics: the bracket bases have an anatomical design, the contour is very smooth and the slot is the right size for overcoming the reduced inter-bracket distance. The OCTOPUS L represents the pinnacle of technology, aesthetics and applicability, whether when used exclusively or in association with other Orthodontic Techniques.

Los Brackets Linguales OCTOPUS innovaron la práctica de la Ortodoncia Lingual: las bases de los brackets tienen un diseño anatómico, el contorno es muy suave y el slot tiene el tamaño adecuado para superar la reducida distancia entre brackets. El OCTOPUS L representa el pináculo de la tecnología, la estética y la aplicabilidad, ya sea cuando se usa exclusivamente o en asociación con otras técnicas de ortodoncia.



Dr. Henrique Bacci
CROSP 49673

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN **NEW HBL**


KIT REFERENCE REFERENCIA DEL JUEGO	NEW HBL	NEW HBL
Formação	Qtde	.022"
1 Kit 7X7 c/g	28 pçs	05.49.5984

REPLACEMENT REFERENCE REFERENCIA DE REEMPLAZO		NEW HBL .022"	
Superiors Superiores	Qtde	Right Derecho	Left Izquierda
Central	PK w/ 1	05.49.5951	05.49.5951
Lateral	PK w/ 1	05.49.5951	05.49.5951
Canino	PK w/ 1	05.49.5958	05.49.5959
Pré molar	PK w/ 1	05.49.5962	05.49.5962
1° Molar	PK w/ 1	05.49.5979	05.49.5979
2° Molar	PK w/ 1	05.49.5980	05.49.5981

REPLACEMENT REFERENCE REFERENCIA DE REEMPLAZO		NEW HBL .022"	
Lowers Inferiores	Qtde	Right Derecho	Left Izquierda
Incisivo Central	PK w/ 1	05.49.5961	05.49.5961
Incisivo Lateral	PK w/ 1	05.49.5961	05.49.5961
Canino	PK w/ 1	05.49.5959	05.49.5958
Pré molar	PK w/ 1	05.49.5962	05.49.5962
1° Molar	PK w/ 1	05.49.5979	05.49.5979
2° Molar	PK w/ 1	05.49.5981	05.49.5980

Width	3,15mm	3,15mm	2mm	2mm	1,9mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,9mm	2mm	2mm	3,15mm	3,15mm
Torque	0°	0°	0°	0°	55°	60°	60°	60°	60°	55°	0°	0°	0°	0°
Ang.	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°





Width	3,15mm	3,15mm	2mm	2mm	1,9mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,7mm	1,9mm	2mm	2mm	3,15mm	3,15mm
Torque	0°	0°	0°	0°	55°	50°	50°	50°	50°	55°	0°	0°	0°	0°
Ang.	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

PRESCRIPTION
PRESCRIPCIÓN



NEW HBL
OCTOPUS L
Kit 1 case
Cód. 05.49.5984



HIGH PERFORMANCE ARCH AND BETTER FREEDOM OF MOVEMENT

Arco de alto rendimiento y mejor libertad de movimiento

SEQUENCE OF AESTHETIC ARCHWIRES / SECUENCIA DE ARCOS ESTÉTICOS	
DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	KIT
Archwire sequence thermal / SS Octopus L 012/016/016x016/018x022	C/ 10
Secuencia arcos termo/ Acero Octopus L 012/016/016x016/018x022	C/ 10





Bio Crystal®

Aesthetic Bracket

AESTHETIC POLYMER BRACKETS IS IDEAL FOR COMBINED TREATMENTS (BRACKETS + ALIGNERS)

BRACKETS ESTÉTICOS DE POLÍMERO IDEAL PARA TRATAMIENTOS COMBINADOS (BRACKETS + ALINEADORES)

MORE AFFORDABLE AESTHETIC SOLUTION;

SOLUCIÓN ESTÉTICA MÁS ACCESIBLE;

USE THERMOACTIVATED NITI UP TO .016” X.025”;

USAR ARCOS DE NITINOL TERMOACTIVADO HASTA .016” X.025”;

AVAILABLE IN ROTH PRESCRIPTION, SLOT .022”

DISPONIBLE EN PRESCRIPCIÓN ROTH, SLOT .022”

HOOKS ON CUSPIDS AND BICUSPIDS;

GANCHOS EN EL CANINO Y PREMOLARES;

LOW FRICTION SLOT FACILITATING THE SLIDING MECHANICS;

SLOT DE BAJA FRICCIÓN FACILITA LA MECÁNICA DE DESLIZE;

ROUNDED CORNERS FOR GREATER COMFORT;

CONTORNOS REDONDEADOS A MAYOR COMODIDAD;

LARGE SPACE UNDER WINGS MAKING IT EASY TO USE AUXILIARIES;

GRAN ESPACIO BAJO ALETAS FACILITANDO EL USO DE AUXILIARES;

BONDING BASE WITH RETENTION MECHANICS;

BASE DE ADHESIÓN CON MECÁNICA DE RETENCIÓN;

BASE DE ADHESIÓN CON MECÁNICA DE RETENCIÓN.

MÁXIMA TRANSPARENCIA Y ESTÉTICA.

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN **ROTH**


REFERENCE KIT/ KIT DE REFERENCIA	ROTH
Formação	Qtde
1 Kit 5X5 c/g 3,4,5	20 pçs

ROTH
.022"
05.54.0390

AESTHETIC

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,7 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,7 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang.	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
In-out	1,00 mm	1,00 mm	1,05 mm	1,35 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,35 mm	1,05 mm	1,00 mm	1,00 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022"x.028"	05.54.0316	05.54.0316	05.54.0313	05.54.0312	05.54.0311	05.54.0321	05.54.0322	05.54.0323	05.54.0316	05.54.0316



Width	3,3 mm	3,3 mm	3,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,7 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang.	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
In-out	1,25 mm	1,25 mm	0,95 mm	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm	0,95 mm	1,25 mm	1,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022"x.028"	05.54.0348	05.54.0344	05.54.0343	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0333	05.54.0334	05.54.0348



PRESCRIPTION
PRESCRIPCIÓN



ROTH
BIOCRYSTAL
Kit 1 case
Cód. 05.54.0390

BUCCAL TUBES



ADITEK®
ORTHODONTICS

TUBOS BUCALES



BUCCAL TUBES
TUBOS BUCALES



UPPERS SUPERIORES



SINGLE SELF-LIGATING PASSIVE | PACKAGE W/ 01 UN | PAQUETE C/ 01 UN

PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	ANG.	OFFSET	LENGTH/LONGITUD	BONDING/CEMENTADO .022" Right / Derecho	BONDING/CEMENTADO .022" Left / Izquierdo
Roth	-10°	0°	8°	3,9 mm	08.45.0105O	08.45.0205O
DMN*	-18°	0°	12°	3,9 mm	08.45.0111O	08.45.0211O



SINGLE SELF-LIGATING INTERACTIVE | PACKAGE W/ 01 UN | PAQUETE C/ 01 UN

PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	ANG.	OFFSET	LENGTH/LONGITUD	BONDING/CEMENTADO .022" Right / Derecho	BONDING/CEMENTADO .022" Left / Izquierdo
Roth	-10°	0°	8°	3,9 mm	08.46.0105O	08.46.0205O
DMN*	-18°	0°	12°	3,9 mm	08.46.0111O	08.46.0211O

Aditek Orthodontics version of the Damon Standard, Low and Super Torque prescription. It does not imply endorsement by Doctor Damon*.
Versión Aditek Orthodontics de la prescripción Damon Standard, Low y Super Torque. No implica respaldo del doctor Damon.*

AVAILABLE IN PASSIVE AND INTERACTIVE VERSIONS;
DISPONIBLE EN VERSIONES PASIVO E INTERACTIVO;

LARGER CONTROL FOR MORE FAST AND EFFICIENT TREATMENTS;
MÁS CONTROL PARA TRATAMIENTOS MÁS RÁPIDOS Y EFICIENTES;

FACILITATES THE INSERTION OF ARCHWIRES ON 2ND MOLAR BUCCAL TUBES;
FACILIDADES PARA LA INSERCIÓN DE ARCOS EN LOS TUBOS DE LOS 2DO MOLARES;

PRESCRIPTIONS
ROTH .022”
DMN .022”

PRESCRIPCIONES
ROTH .022
DMN .022



DESIGN ALLOWS FASTER ARCHWIRES EXCHANGES, MORE CONTROL AND LESS FRICTION RESULTING IN A MORE EFFICIENT TOOTH MOVEMENT;
EL DISEÑO PERMITE VELOCIDAD EN EL CAMBIO DE ARCOS, MÁS CONTROL, MENOS FRICCIÓN EN LA CONEXIÓN, LO QUE RESULTA EN UN MOVIMIENTO DENTAL MÁS EFICIENTE;

THE LOWEST PROFILE WITH ROUNDED CORNERS FOR GREATER PATIENT COMFORT;
EL PERFIL MÁS BAJO CON BORDES REDONDEADOS PARA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE;

SAME DESIGN PASSIVE AND INTERACTIVE.
MISMO DISEÑO PASIVO E INTERACTIVO.

LOWERS INFERIORES



SINGLE SELF-LIGATING PASSIVE | PACKAGE W/ 01 UN | PAQUETE C/ 01 UN

PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	ANG.	OFFSET	LENGTH/LONGITUD	BONDING/CEMENTADO .022" Right / Derecho	BONDING/CEMENTADO .022" Left / Izquierdo
Roth	-25°	0°	5°	3,9 mm	08.45.0310O	08.45.0410O
DMN*	-28°	2°	2°	3,9 mm	08.45.0312O	08.45.0412O



SINGLE SELF-LIGATING PASSIVE | PACKAGE W/ 01 UN | PAQUETE C/ 01 UN

PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	ANG.	OFFSET	LENGTH/LONGITUD	BONDING/CEMENTADO .022" Right / Derecho	BONDING/CEMENTADO .022" Left / Izquierdo
Roth	-25°	0°	5°	3,9 mm	08.46.0310O	08.46.0410O
DMN*	-28°	2°	2°	3,9 mm	08.46.0312O	08.46.0412O



BioComfort® TUBE

TECHNOLOGY AND INNOVATIVE DESIGN

COMFORT AND EASE INSERTION OF THE ARCHWIRES

EXCLUSIVE GEOMETRY OF BONDING BASE
Larger surface with perfect adaptation, increasing bonding strength. tooth anatomy studies were carried out to build the perfect FITTING BASE.

OPTIMAL PLACEMENT
Accurate reproduction of the vestibular sulci of the upper and lower molars to avoid occlusal interference and facilitate optimal placement of the tube in the tooth surface.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO INNOVADOR

COMODIDAD Y FACILIDAD DE INSERCIÓN DE ARCOS

GEOMETRÍA EXCLUSIVA DE LA BASE DE ENLACE
Mayor superficie con perfecta adaptación, aumentando la fuerza de unión. Se realizaron estudios de anatomía dental para construir la BASE perfecta.

SURCO VESTIBULAR
Reproducción fiel de los surcos vestibulares de los molares superiores e inferiores para evitar interferencias oclusales y facilitar la colocación óptima del tubo en la superficie del diente.

UPPERS SUPERIORES

PASSIVE SELF-LIGATING | PACKAGED INDIVIDUALLY
SIMPLE PASIVO AUTOLIGADO | PAQUETE CON 1 UN



PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	OFFSET	LENGTH/LONGITUD	BONDING/CEMENTADO .022" DIR.	.022" ESQ.
Edgewise Ricketts	0°	0°	4,0 mm	08.85.0101	08.85.0201
Padrão	-10°	0°	4,0 mm	08.85.0104	08.85.0204
Roth	-10°	8°	4,0 mm	08.85.0105	08.85.0205
MBT	-14°	10°	4,0 mm	08.85.0107	08.85.0207

CENTRAL CHANNEL FOR ACCURATE POSITIONNING
CANAL CENTRAL para posicionamiento preciso

ACCOMMODATION FOR TWEEZERS FOR A SECURE BONDING
ALOJAMIENTO PARA PINZAS para un pegado seguro

ADAPTABLE HOOK. MORE PATIENT COMFORT
GANCHO ADAPTABLE MÁS COMODIDAD PARA EL PACIENTE

VESTIBULAR SULCUS FACILITATES POSITIONING AND AVOID OCCLUSAL INTERFERENCE
BASE ANATÓMICA EXTENDIDA para una perfecta adaptación al diente

PERMANENT QUADRANT IDENTIFICATION
IDENTIFICACIÓN PERMANENTE DEL CUADRANTE

VESTIBULAR SULCI FACILITATES POSITIONING AND AVOID INTERFERENCE OCCLUSAL
SURCO VESTIBULAR Facilita el posicionamiento y evita interferencias oclusales



SAND BLASTED BASE. GREATER ADHESION
BASE MICRO ARENADA. MAIOR ADESIÓN

FUNNEL ENTRY FACILITATES THE INSERTION OF THE WIRES
ENTRADA EN FORMATO EMBUDO Facilita la inserción del hilo

LOWERS INFERIORES



PASSIVE SELF-LIGATING | PACKAGED INDIVIDUALLY

BASE ANATÓMICA SIMPLE NO CONVERTIBLE | PAQUETE CON 10 UN

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	LENGTH/LONGITUD	BONDING/CEMENTADO .022" DIR.	.022" ESQ.
Edgewise Ricketts	0°	0°	4,0 mm	08.85.0301	08.85.0401
MBT	-20°	0°	4,0 mm	08.85.0308	08.85.0408
Roth	-25°	5°	4,0 mm	08.85.0310	08.85.0410


ADITEK
ORTHODONTICS
Archwire
Pre-Formed
Arcos
Pré-Formados
AESTHETIC
Archwire
Pre-Formed
Arcos
Pré-Formados
CUPER NITI
Archwire
Pre-Formed
Arcos
Pré-Formados
SS
Sequence
Archwire
Sequência de
Arcos
EasyClip+
2nd generation



ARCHWIRES
ARCOS

ADITEK
ORTHODONTICS

Archwires / Arcos



NITINOL AND STAINLESS STEEL

SHINY ARCHWIRES. ELASTICITY AND RESISTANCE FOR ACCURATE TORQUE AND CONTROL

NITINOL Y ACERO.

ARCOS CON BRILLO, ELASTICIDAD Y RESISTENCIA PARA CONTROL Y TORQUE PRECISO.

THE MOST COMPLETE ARCHWIRE LINE

LA LINEA DE ARCOS MÁS COMPLETA



Thermoactivated / Termoactivado

NATURAL



MEASUREMENT MEDIDA	UPPER W/ 10	LOWER W/ 10	UPPER AESTHETIC W/ 01	LOWER AESTHETIC W/ 01
.012	09.16.0512	09.16.0612	09.25.0512.1	09.25.0612.1
.014	09.16.0514	09.16.0614	09.25.0514.1	09.25.0614.1
.016	09.16.0516	09.16.0616	09.25.0516.1	09.25.0616.1
.018	09.16.0518	09.16.0618	09.25.0518.1	09.25.0618.1
.020	09.16.0520	09.16.0620	09.25.0520.1	09.25.0620.1
.016 x .016	09.16.0566	09.16.0666	09.25.0566.1	09.25.0666.1
.016 x .022	09.16.0562	09.16.0662	09.25.0562.1	09.25.0662.1
.017 x .025	09.16.0575	09.16.0675	09.25.0575.1	09.25.0675.1
.018 x .025	09.16.0585	09.16.0685	09.25.0585.1	09.25.0685.1
.019 x .025	09.16.0595	09.16.0695	09.25.0595.1	09.25.0695.1
.021 x .025	09.16.0525	09.16.0625	09.25.0525.1	09.25.0625.1

NATURAL BIOSLIDE




MEASUREMENT MEDIDA	UPPER W/ 10	LOWER W/ 10
.012	09.13.0512	09.13.0612
.014	09.13.0514	09.13.0614
.016	09.13.0516	09.13.0616
.018	09.13.0518	09.13.0618
.020	09.13.0520	09.13.0620
.016 x .016	09.13.0566	09.13.0666
.016 x .022	09.13.0562	09.13.0662
.017 x .025	09.13.0575	09.13.0675
.018 x .025	09.13.0585	09.13.0685
.019 x .025	09.13.0595	09.13.0695
.021 x .025	09.13.0525	09.13.0625

SEQUENCE OF AESTHETIC ARCHWIRES / SECUENCIA DE ARCOS ESTÉTICOS		
CÓD.	**DESCRIPTION /** DESCRIPCIÓN	**KIT**
09.11.9001	**ARCHWIRE SEQUENCE 35° C AESTHETIC 14 / 18 / 14X25 / 16X25 / 17X25**	**W/ 10**
09.11.9001	SECUENCIA DE ARCOS 35° C ESTÉTICO 14 / 18 / 14X25 / 16X25 / 17X25	C/ 10
09.25.9001	**SEQUENCE OF AESTHETIC THERMO-ACTIVATED NITI ARCHWIRES 14 / 18 / 16X22 / 17X25**	**W/ 8**
09.25.9001	SECUENCIA DE ARCOS NITI TERMOACTIVADOS ESTÉTICOS 14 / 18 / 16X22 / 17X25	C/ 8



Cuper Niti DMN *

CUPER NITI 35° C BIOSLIDE



MEASUREMENT MEDIDA	UNIVERSAL G C/ 10
.013	09.04.0913
.014	09.04.0914
.016	09.04.0916
.018	09.04.0918
.014 x .025	09.04.0942
.016 x .025	09.04.0965
.018 x .025	09.04.0985

CUPER NITI 35° C



MEASUREMENT MEDIDA	UNIVERSAL G C/ 10
.013	09.02.0913
.014	09.02.0914
.016	09.02.0916
.018	09.02.0918
.014 x .025	09.02.0942
.016 x .025	09.02.0965
.018 x .025	09.02.0985

WITH STOP CON STOP



MEASUREMENT MEDIDA	UNIVERSAL G C/ 10
.013	09.03.0913
.014	09.03.0914
.016	09.03.0916
.018	09.03.0918
.014 x .025	09.03.0942
.016 x .025	09.03.0965
.018 x .025	09.03.0985



KIT EASYCLIP+ SEQUÊNCIA DE ARCOS DMN		
CÓD.	**DESCRIPTION** / DESCRIPCIÓN	**KIT**
09.08.9000	SEQ. ARCOS EASYCLIP+ PASSIVO 14 / 18 / 14X25 / 16X25 / 17X25	C/ 10
09.12.9000	SEQ. ARCOS PDM EASYCLIP+ 13 / 14 / 18X18 / 16X16 / 16X22	C/ 10
09.16.9000	SEQ. ARCOS TERMOATIVADO EASYCLIP+ IN-TERATIVO 14 / 18 / 16X22 / 17X25	C/ 8

Aditek Orthodontics version of the Damon Standard, Low and Super Torque prescription. It does not imply endorsement by Doctor Damon*.
Versión Aditek Orthodontics de la prescripción Damon Standard, Low y Super Torque. No implica respaldo del doctor Damon.*

Stainless Steel / Acero

NATURAL



MEASUREMENT MEDIDA	UPPER SUPERIOR C/ 10	LOWER INFERIOR C/ 10	UPPER SUPERIOR C/ 100	LOWER INFERIOR C/ 100
.012	09.05.0512	09.05.0612	09.05.0512.0	09.05.0612.0
.014	09.05.0514	09.05.0614	09.05.0514.0	09.05.0614.0
.016	09.05.0516	09.05.0616	09.05.0516.0	09.05.0616.0
.018	09.05.0518	09.05.0618	09.05.0518.0	09.05.0618.0
.020	09.05.0520	09.05.0620	09.05.0520.0	09.05.0620.0
.016 x .016	09.05.0566	09.05.0666	09.05.0566.0	09.05.0666.0
.016 x .022	09.05.0562	09.05.0662	09.05.0562.0	09.05.0662.0
.017 x .025	09.05.0575	09.05.0675	09.05.0575.0	09.05.0675.0
.018 x .025	09.05.0585	09.05.0685	09.05.0585.0	09.05.0685.0
.019 x .025	09.05.0595	09.05.0695	09.05.0595.0	09.05.0695.0
.021 x .025	09.05.0525	09.05.0625	09.05.0525.0	09.05.0625.0

NATURAL AESTHETIC ESTÉTICO NATURAL



MEASUREMENT MEDIDA	UPPER SUPERIOR C/ 1	LOWER INFERIOR C/ 1
.012	09.06.0512.1	09.06.0612.1
.014	09.06.0514.1	09.06.0614.1
.016	09.06.0516.1	09.06.0616.1
.018	09.06.0518.1	09.06.0618.1
.020	09.06.0520.1	09.06.0620.1
.016 x .016	09.06.0566.1	09.06.0666.1
.016 x .022	09.06.0562.1	09.06.0662.1
.017 x .025	09.06.0575.1	09.06.0675.1
.018 x .025	09.06.0585.1	09.06.0685.1
.019 x .025	09.06.0595.1	09.06.0695.1
.021 x .025	09.06.0525.1	09.06.0625.1

DMN* FORM



MEASUREMENT MEDIDA	UNIVERSAL G C/ 10
.016 x .022	09.05.0962
.019 x .025	09.05.0995

Nitinol

NATURAL SUPERELASTIC
SUPERELASTICO NATURAL



SIZE	UPPER SUPERIOR W/ 10	LOWER INFERIOR W/ 10	UPPER SUPERIOR W/ 100	LOWER INFERIOR W/ 100
.012	09.15.0512	09.15.0612	09.15.0512.0	09.15.0612.0
.014	09.15.0514	09.15.0614	09.15.0514.0	09.15.0614.0
.016	09.15.0516	09.15.0616	09.15.0516.0	09.15.0616.0
.018	09.15.0518	09.15.0618	09.15.0518.0	09.15.0618.0
.020	09.15.0520	09.15.0620	09.15.0520.0	09.15.0620.0
.016 x .016	09.15.0566	09.15.0666	09.15.0566.0	09.15.0666.0
.016 x .022	09.15.0562	09.15.0662	09.15.0562.0	09.15.0662.0
.017 x .025	09.15.0575	09.15.0675	09.15.0575.0	09.15.0675.0
.018 x .025	09.15.0585	09.15.0685	09.15.0585.0	09.15.0685.0
.019 x .025	09.15.0595	09.15.0695	09.15.0595.0	09.15.0695.0
.021 x .025	09.15.0525	09.15.0625	09.15.0525.0	09.15.0625.0

AESTHETIC NATURAL
NATURAL ESTÉTICO



SIZE	UPPER SUPERIOR W/ 10	LOWER INFERIOR W/ 10
.012	09.14.0512.1	09.14.0612.1
.014	09.14.0514.1	09.14.0614.1
.016	09.14.0516.1	09.14.0616.1
.018	09.14.0518.1	09.14.0618.1
.020	09.14.0520.1	09.14.0620.1
.016 x .016	09.14.0566.1	09.14.0666.1
.016 x .022	09.14.0562.1	09.14.0662.1
.017 x .025	09.14.0575.1	09.14.0675.1
.018 x .025	09.14.0585.1	09.14.0685.1
.019 x .025	09.14.0595.1	09.14.0695.1
.021 x .025	09.14.0525.1	09.14.0625.1

REVERSE CURVE
CURVA REVERSA




SIZE	UPPER SUPERIOR W/ 10	LOWER INFERIOR W/ 10
.012	09.23.0512	09.23.0612
.014	09.23.0514	09.23.0614
.016	09.23.0516	09.23.0616
.018	09.23.0518	09.23.0618
.020	09.23.0520	09.23.0620
.016 x .016	09.23.0566	09.23.0666
.016 x .022	09.23.0562	09.23.0662
.017 x .025	09.23.0575	09.23.0675
.018 x .025	09.23.0585	09.23.0685
.019 x .025	09.23.0595	09.23.0695
.021 x .025	09.23.0525	09.23.0625

BIOSLIDE NATURAL
NATURAL BIOSLIDE



SIZE	UPPER SUPERIOR W/ 10	LOWER INFERIOR W/ 10
.012	09.12.0512	09.12.0612
.014	09.12.0514	09.12.0614
.016	09.12.0516	09.12.0616
.018	09.12.0518	09.12.0618
.020	09.12.0520	09.12.0620
.016x.016	09.12.0566	09.12.0666
.016X.022	09.12.0562	09.12.0662
.017X.025	09.12.0575	09.12.0675
.018X.025	09.12.0585	09.12.0685
.019X.025	09.12.0595	09.12.0695
.021X.025	09.12.0525	09.12.0625




WIRES
ALAMBRES

WIRES

ADITEK ORTHODONTICS

STAINLESS STEEL / ACERO

VARILLAS - STRAIGHT LENGTH





MEASUREMENT MEDIDA	CÓD. C/10	CÓD. C/ 20
.012	-	07.06.1206
.014	-	07.06.1406
.016	-	07.06.1606
.018	-	07.06.1806
.020	-	07.06.2006
.016 x .016	07.06.6605	-
.016 x .022	07.06.6205	-
.017 x .025	07.06.7505	-
.018 x .025	07.06.8505	-
.019 x .025	07.06.9505	-
.021 x .025	07.06.2505	-

LIGATURE WIRE / AMARILLO ROLLO



MEASUREMENT MEDIDA	CÓD.
.008	07.01.0801
.009	07.01.0901
.010	07.01.1001
.011	07.01.1101
.012	07.01.1201



ACCESSORIES
ACCESORIOS


ADITEK ORTHODONTICS

BALL HOOK
GANCHO BOLA

MEASUREMENT MEDIDA	CODE W/ 10
P = small/pequeño	01.00.0003




MEASUREMENT MEDIDA	CODE W/ 10
G = large/grande	01.00.0002



STOP

MEASUREMENT MEDIDA	CODE W/ 10
2 mm - round wires/alambres redondos	01.01.0001
3 mm - round wires/alambres redondos	01.01.0003
2 mm - rectangular wires/alambres rectangulares	01.01.0005
crimpable - abierto	01.01.0004
2 mm - aesthetic/estético round wires/alambres redondos	01.01.0002

STOP MEASUREMENTS MEDIDAS DEL STOP		
	STOP FOR ROUNDED WIRES STOP PARA ALAMBRES REDONDEADOS	**STOP FOR RETANGULAR WIRES STOP FOR ALAMBRES REDONDEADOS**
External measure Medida externa	0,80 mm	1,10 mm
Intern diameter Medida interna	0,54 mm	0,78 mm
Thickness Espesor	0,13 mm	0,16 mm



*The stops for round wire fits up to .020" wire
*The stops for rectangular wire fits up to .021" x.025" wire
* We suggest using the open stop on larger size wires

*Los stops de hilo redondo se ajustan a hilo de hasta .020"
*Los stops de hilo rectangulares se ajustan a alambres de hasta .021" x .025"
* Sugerimos usar el stop abierto alambres de mayor calibre




ELASTICS
ELÁSTICO

ELASTICS

ADITEK ORTHODONTICS

STICK TIE
LIGADURA ELÁSTICA



PACKAGING WITH 1.000
EMBALAJE CON 1.000

CÓD.	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
06.03.0030	transparent stick tie Ligadura elástica transparente

INTRAORAL
ELASTIC



PACKAGING WITH 1.000
EMBALAJE CON 1.000

CÓD.	COLOR	FORCE/FUERZA	SIZE
06.01.0001	Natural	Light / Leviana	1/4"
06.01.0002	Natural	Light / Leviana	1/8"
06.01.0003	Natural	Light / Leviana	3/16"
06.01.0004	Natural	Light / Leviana	5/16"
06.01.0005	Natural	Normal / Mediana	1/4"
06.01.0006	Natural	Normal / Mediana	1/8"
06.01.0007	Natural	Normal / Mediana	3/16"
06.01.0008	Natural	Normal / Mediana	5/16"
06.01.0009	Natural	High / Pesada	1/4"
06.01.0010	Natural	High / Pesada	1/8"
06.01.0011	Natural	High / Pesada	3/16"
06.01.0012	Natural	High / Pesada	5/16"

SEPARADORES
SEPARATORS





PACKAGING WITH 1.000
EMBALAJE CON 1.000

CÓD.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MEASUREMENT MEDIDA
06.02.0001	green/verde	3/16"
06.02.0002	blue/azul	5/32"





AUXILIARES

ADITEK ORTHODONTICS

ADITEK ORTHODONTICS



Light cure orthodontic bonding adhesive

Adhesivo de ortodoncia fotopolimerizable

LightBond







EXCELLENT ADHESION FOR ALL BRACKET TEMPLATES

EXCELENTE ADHERENCIA Y RESISTENCIA PARA TODOS LOS MODELOS DE BRACKETS



Presentations

LIGHTBOND KIT (16 gm) (02.00.0005)
4 syringe paste (4gm)
1 sealant (8 mL)
1 conditioning gel (10 mL)
LIGHTBOND KIT (8 gm) (02.00.0006)
2 syringe paste (4 gm)
1 sealant (4 mL)
1 conditioning gel (5 mL)
LIGHTBOND (4 gm)
1 paste syringe (4 gm)

Presentaciones

KIT LIGHTBOND (16 g) (02.00.0005)
4 jeringas de pasta (4 g),
1 agente de unión (8 ml)
1 gel acondicionador (10 ml)
KIT LIGHTBOND (8 g) (02.00.0006)
2 jeringas de pasta (4 g),
1 agente de unión (4 ml)
1 gel acondicionador (5 ml)
LIGHTBOND (4 g)
1 jeringa de pasta (4 g)

BITE TUBO

BITE TURBO





DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CÓD.
Kit Mini Molde Bite Turbo	03.00.9000

MOLDES	HEIGHT / ALTURA
Molde 1	3,8 mm
Molde 2	3,5 mm
Molde 3	3,3 mm
Molde 4	3,1 mm

CLOSED RETRACTION / CERRADA RETRACCIÓN








MEASUREMENT MEDIDA	FORCE/ FUERZA	SIZE/ TAMAÑO	CÓD. C/ 4	CÓD. C/ 10
.010 x .030	Leve	6 mm	07.11.4103	07.11.4103
.010 x .030	Leve	9 mm	07.11.4203	07.11.4205
.010 x .030	Leve	12 mm	07.11.3403	07.11.3405
.010 x .030	Leve	15 mm	07.11.3503	07.11.3505
.011 x .030	Média	6 mm	07.11.3603	07.11.3605
.011 x .030	Média	9 mm	07.11.3703	07.11.3705
.011 x .030	Média	12 mm	07.11.3803	07.11.3805
.011 x .030	Média	15 mm	07.11.3903	07.11.3905
.012 x .030	Pesada	6 mm	07.11.4003	07.11.4005
.012 x .030	Pesada	9 mm	07.11.4303	07.11.4305
.012 x .030	Pesada	12 mm	07.11.3203	07.11.3205
.012 x .030	Pesada	15 mm	07.11.3303	07.11.3305

OPEN/ABIERTA

NITINOL SPRING / RESORTE DE NITINOL



WIRE DIAMETER/INNER DIAMETER LENGTH DIÁMETRO DEL ALAMBRE/LONGITUD DEL DIÁMETRO INTERIOR	CÓD. C/ 3
.010 x .030 - 7'	07.10.2602
.012 x .030 - 7'	07.10.2702
.014 x .030 - 7'	07.10.2802
.014 x .045 - 7'	07.10.3002
Y Z X	


Legend/Legenda:

X: Estended lenght
Longit extendida

Y: Wire gauge
Calibre del hilo

Z: Spring diameter
Diámetro del resorte

DISTALIZATION/DISTALIZACIÓN



MEASUREMENT MEDIDA	SIZE/ TAMAÑO	CÓD.
.010 x .045	38 cm	07.09.3107
.012 x .045	38 cm	07.09.2907
Xt Z		

Legend/Legenda:

X: Wire measure
Medida del hilo

Z: Spring diameter
Diámetro del resorte

TWEEZERS EASYCLIP+

TWEEZERS/PINZAS (EASYCLIP+ CLIP CLOSING / CIERRE DEL CLIP EASYCLIP+)



	CÓD.
Pinça EasyClip U	00.00.0002
Pinça EasyClip C	00.00.0001

EXPLORER EXPLORADOR EASYCLIP+

EXPLORER/EXPLORADOR (EASYCLIP+ CLIP OPENING / APERTURA DEL CLIP EASYCLIP+)



	CÓD.
Explorador EasyClip+	00.01.0002








BONDING TRAY
BANDEJA DE CEMENTACIÓN

CEMENTATION TRAY, FACILITATING THE CLINICAL PRACTICE OF THE ORTHODONTIST.

Its use is very simple!


BANDEJA DE CEMENTACIÓN, FACILITANDO LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL ORTODONCISTA

¡Su uso es muy sencillo!




1

Glue two strips of adhesive tape on the back of the tray;
Pegue dos pedazos de cinta adhesiva de un extremo al otro, en la parte posterior de la bandeja;



2

All the holes will be covered;
Todos los agujeros serán tapado;



3

Before receiving the patient, place the brackets in quadrant positions on the tray, in the compartments for each patient;
Antes de recibir al paciente, coloque los brackets en posiciones de cuadrante en la bandeja, en los compartimentos para cada diente.

VISPROTEK
FACE SHIELD



Aditek Face Shield is an accessory that protects against bodily fluids. Avoid contact with droplets, saliva and fluids that can reach the face, nose, mouth and eyes. Offers protection and comfort due to its simple fastening, adjustability and its lightness. It is reusable, collapsible and easy to clean, which must be performed with 70% alcohol or sodium hypochlorite for the equipment disinfection. Made of PS and PETG (lens) protects the entire face of the user and allows you to speak clearly.

El Protector Facial Aditek es un accesorio que protege contra los fluidos corporales. Evite el contacto con gotitas, saliva y fluidos que puedan llegar a la cara, nariz, boca y ojos. Ofrece protección y comodidad por su cierre ajustable y su ligereza. Es reutilizable, plegable y de fácil limpieza, la cual debe realizarse con alcohol al 70% o hipoclorito de sodio para la desinfección del equipo. Fabricado en PS y PETG (lente) protege todo el rostro del usuario y permite conversar claramente sin ruidos en el sonido de la voz.

RECOMMENDATION:
Designed for healthcare professionals who work in contact with people both in hospitals, clinics, health units. Apt to
any person.

RECOMENDACIÓN:
Diseñado para profesionales de la salud que trabajan en contacto con personas tanto en hospitales, clínicas, unidades de salud. Apto para cualquiera persona.

AVAILABLE ON COLORS
DISPONIBLE EN LOS COLORES:


Black/Negro


Blue/Azul


Orange/Narajna


Pink/Rosado


Green/Verde


White/Blanco



BANDS
BANDAS

ADITEK ORTHODONTICS

HIGH PERFORMANCE IN EACH CLINICAL CASE
ALTA PERFORMANCE EN CADA CASO CLÍNICO

Differentiated buccal and lingual height, to facilitate the welding of tubes and auxiliaries

Altura vestibular y lingual diferenciada, para facilitar la soldadura de tubos y auxiliares

Interior of bands are micro-blasted for increased retention

Interior de bandas micro arenadas para una mayor retención

Precise anatomical shape for perfect adaptation of teeth in the upper, lower, left and right quadrants

Forma anatómica precisa para una perfecta adaptación de los dientes en los cuadrantes superior, inferior, izquierdo y derecho

All bands are laser marked

Todas las bandas están marcadas con láser

UPPER RIGHT QUADRANT
CUADRANTE SUPERIOR DERECHO

MEASUREMENT MEDIDA (MM)	CÓD.	TOOTH DIENTE	QTY / CANT
28	04.01.1280	16 - UR6	10
28,5	04.01.1285	17 - UR7	10
29	04.01.1290	16 - UR6	10
29,5	04.01.1295	17 - UR7	10
30	04.01.1300	16 - UR6	10
30,5	04.01.1305	17 - UR7	10
31	04.01.1310	16 - UR6	10
31,5	04.01.1315	17 - UR7	10
32	04.01.1320	16 - UR6	10
32,5	04.01.1325	17 - UR7	10
33	04.01.1330	16 - UR6	10
33,5	04.01.1335	17 - UR7	10
34	04.01.1340	16 - UR6	10
34,5	04.01.1345	17 - UR7	10
35	04.01.1350	16 - UR6	10
35,5	04.01.1355	17 - UR7	10
36	04.01.1360	16 - UR6	10
36,5	04.01.1365	17 - UR7	10
37	04.01.1370	16 - UR6	10
37,5	04.01.1375	17 - UR7	10
38	04.01.1380	16 - UR6	10
38,5	04.01.1385	17 - UR7	10
39	04.01.1390	16 - UR6	10
39,5	04.01.1395	17 - UR7	10
40	04.01.1400	16 - UR6	10
40,5	04.01.1405	17 - UR7	10
41	04.01.1410	16 - UR6	10
41,5	04.01.1415	17 - UR7	10
42	04.01.1420	16 - UR6	10
42,5	04.01.1425	17 - UR7	10
43	04.01.1430	16 - UR6	10
43,5	04.01.1435	17 - UR7	10
44	04.01.1440	16 - UR6	10

LOWER RIGHT QUADRANT
CUADRANTE INFERIOR DERECHO

MEASUREMENT MEDIDA (MM)	CÓD.	TOOTH DIENTE	QTY / CANT
28	04.01.4280	46 - LR6	10
28,5	04.01.4285	47 - LR7	10
29	04.01.4290	46 - LR6	10
29,5	04.01.4295	47 - LR7	10
30	04.01.4300	46 - LR6	10
30,5	04.01.4305	47 - LR7	10
31	04.01.4310	46 - LR6	10
31,5	04.01.4315	47 - LR7	10
32	04.01.4320	46 - LR6	10
32,5	04.01.4325	47 - LR7	10
33	04.01.4330	46 - LR6	10
33,5	04.01.4335	47 - LR7	10
34	04.01.4340	46 - LR6	10
34,5	04.01.4345	47 - LR7	10
35	04.01.4350	46 - LR6	10
35,5	04.01.4355	47 - LR7	10
36	04.01.4360	46 - LR6	10
36,5	04.01.4365	47 - LR7	10
37	04.01.4370	46 - LR6	10
37,5	04.01.4375	47 - LR7	10
38	04.01.4380	46 - LR6	10
38,5	04.01.4385	47 - LR7	10
39	04.01.4390	46 - LR6	10
39,5	04.01.4395	47 - LR7	10
40	04.01.4400	46 - LR6	10
40,5	04.01.4405	47 - LR7	10
41	04.01.4410	46 - LR6	10
41,5	04.01.4415	47 - LR7	10
42	04.01.4420	46 - LR6	10
42,5	04.01.4425	47 - LR7	10
43	04.01.4430	46 - LR6	10
43,5	04.01.4435	47 - LR7	10
44	04.01.4440	46 - LR6	10

BANDS



- **Anatomical contour;**
  Contorno anatómico;
- **Surgical stainless steel;**
  Acero inoxidable quirúrgico;
- **Mirrored exterior and sandblasted interior;**
  Exterior espejado e interior arenado;
- **Balance between hardness and malleability;**
  Equilibrio entre dureza y maleabilidad;
- **It is available in 33 sizes.**
  Está disponible en 33 tamaños.

UPPER LEFT QUADRANT
CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO

MEASUREMENT MEDIDA (MM)	CÓD.	TOOTH DIENTE	QTY / CANT
28	04.01.2280	26 - UL6	10
28,5	04.01.2285	27 - UL7	10
29	04.01.2290	26 - UL6	10
29,5	04.01.2295	27 - UL7	10
30	04.01.2300	26 - UL6	10
30,5	04.01.2305	27 - UL7	10
31	04.01.2310	26 - UL6	10
31,5	04.01.2315	27 - UL7	10
32	04.01.2320	26 - UL6	10
32,5	04.01.2325	27 - UL7	10
33	04.01.2330	26 - UL6	10
33,5	04.01.2335	27 - UL7	10
34	04.01.2340	26 - UL6	10
34,5	04.01.2345	27 - UL7	10
35	04.01.2350	26 - UL6	10
35,5	04.01.2355	27 - UL7	10
36	04.01.2360	26 - UL6	10
36,5	04.01.2365	27 - UL7	10
37	04.01.2370	26 - UL6	10
37,5	04.01.2375	27 - UL7	10
38	04.01.2380	26 - UL6	10
38,5	04.01.2385	27 - UL7	10
39	04.01.2390	26 - UL6	10
39,5	04.01.2395	27 - UL7	10
40	04.01.2400	26 - UL6	10
40,5	04.01.2405	27 - UL7	10
41	04.01.2410	26 - UL6	10
41,5	04.01.2415	27 - UL7	10
42	04.01.2420	26 - UL6	10
42,5	04.01.2425	27 - UL7	10
43	04.01.2430	26 - UL6	10
43,5	04.01.2435	27 - UL7	10
44	04.01.2440	26 - UL6	10

LOWER LEFT QUADRANT
CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO

MEASUREMENT MEDIDA (MM)	CÓD.	TOOTH DIENTE	QTY / CANT
28	04.01.3280	36 - LL6	10
28,5	04.01.3285	37 - LL7	10
29	04.01.3290	36 - LL6	10
29,5	04.01.3295	37 - LL7	10
30	04.01.3300	36 - LL6	10
30,5	04.01.3305	37 - LL7	10
31	04.01.3310	36 - LL6	10
31,5	04.01.3315	37 - LL7	10
32	04.01.3320	36 - LL6	10
32,5	04.01.3325	37 - LL7	10
33	04.01.3330	36 - LL6	10
33,5	04.01.3335	37 - LL7	10
34	04.01.3340	36 - LL6	10
34,5	04.01.3345	37 - LL7	10
35	04.01.3350	36 - LL6	10
35,5	04.01.3355	37 - LL7	10
36	04.01.3360	36 - LL6	10
36,5	04.01.3365	37 - LL7	10
37	04.01.3370	36 - LL6	10
37,5	04.01.3375	37 - LL7	10
38	04.01.3380	36 - LL6	10
38,5	04.01.3385	37 - LL7	10
39	04.01.3390	36 - LL6	10
39,5	04.01.3395	37 - LL7	10
40	04.01.3400	36 - LL6	10
40,5	04.01.3405	37 - LL7	10
41	04.01.3410	36 - LL6	10
41,5	04.01.3415	37 - LL7	10
42	04.01.3420	36 - LL6	10
42,5	04.01.3425	37 - LL7	10
43	04.01.3430	36 - LL6	10
43,5	04.01.3435	37 - LL7	10
44	04.01.3440	36 - LL6	10

PANDA P2

Scanner Intraoral



Innovate your dental office

Innova su clínica oficina

PRODUCTS FUNCTIONS / FUNCIONES DEL PRODUCTO

Artificial intelligence to enhance the scanning experience
Inteligencia artificial para mejorar la experiencia de escaneado

3 Different tips for different application demands
3 consejos tips para diferentes demandas de aplicación

Portable and easy to operate
Portable y fácil de operar

Clear HD end boundary in full color, high accuracy
Borrar límite final HD a todo color, alta precisión

Fast scanning intuitive to use and learn
Escaneo rápido intuitivo de usar y aprender

Real color scanning
Escaneo en color real

APLICATIONS / APLICACIONES

Restoration
Restauración



Clear, precise margins promote high definition images and accurate color that help dentists better distinguish between gum and tooth.

Los márgenes claros y precisos promueven imágenes de alta definición y colores precisos que ayudan a los dentistas a distinguir mejor entre la encía y el diente.

Implants
Implantes



Fast scanning with a large field of view. No need for repeated impressions and improved patient care experience.

Escaneo rápido con un gran campo de visión. No es necesario repetir impresiones y mejora la experiencia de atención al paciente.

Orthodontic
Ortodoncia



High accuracy of full dentition in real state. Get orthodontic treatments done quickly and save time for more patients.

Alta precisión de dentición completa en estado real. Realice tratamientos de ortodoncia rápidamente y ahorre tiempo para más pacientes.

FASTER AND MORE ACCESSIBLE

MÁS RÁPIDO Y ACCESIBLE

SIZE / TAMAÑO
216 x 40 x 36 mm

TIPS / PUNTAS
19.6 x 14.6 mm
Autoclavável

FIELD OF VISION CAMPO VISUAL
17 x 15 mm

DEPTH FIELD CAMPO DE PROFUNDIDAD
20 mm

Patents Patentes **40+**

Certificates Certificados **CE ISO**

Interface **USB3.0**


Output from file salida de archivo **STL PLY PTY**

1 MINUTE full arcade from different angles
Arcada completa en 1 minuto desde diferentes ángulos

3 TIPS for different angles
3 puntas para diferentes ángulos

10 µm
More accurate
Más preciso

Weight / Peso: 226g
Alumínio de aviación




BITE CONTROL
CONTROL DE MORDEDURA



EXHIBITION IN 2D
EXHIBICIÓN EN 2D



TEETH MEASUREMENT
MEDIDA DE DIENTES



DELIMITATION OF TERMINATION
DELIMITACIÓN DE TERMINACIÓN

THE IDEAL ALIGNER SYSTEM FOR THE MAIN TYPES OF ORTHODONTIC TREATMENT

EL ALINEADOR IDEAL PARA LOS PRINCIPALES TIPOS DE TRATAMIENTOS ORTODÓNCICOS




self

Self is a complete plataform for digital orthodontics, with products and services customized for your business.
This is possible because Self was developed by orthodontists, for orthodontists.


Self es una plataforma completa para ortodoncia digital, con productos y servicios personalizados para su negocio.
Esto solo es posible porque Self fue desarrollado por ortodoncistas, para ortodoncistas.





self

CROWDED TEETH
DIENTES APIÑADOS



PROTRUDING TEETH
DIENTES PROYECTADOS



INVERTED TEETH
DIENTES INVERTIDOS



SPACED TEETH
DIENTES ESPACIADOS



The invisible aligners Self are versatile as they can be used to treat various imperfections, such as misaligned, crowded or spaced teeth. With Self aligners it is possible to correct the position of the teeth using a sequence of aligners.
Each aligner will only be worn for 2 weeks, moving the teeth gradually until get the desired smile, being removed during the eating and brushing.

Los alineadores invisibles Self son versátiles, ya que pueden usarse para tratar diversas imperfecciones, como dientes desalineados, apiñados o espaciados. Con los alineadores Self es posible corregir la posición de los dientes mediante una secuencia de alineadores.
Cada alineador solo se usará durante 2 semanas, moviendo los dientes gradualmente hasta obtener la sonrisa deseada, siendo retirados durante la alimentación y limpieza de los dientes.

self

MEMO Flex

THERMOPLASTICS SHEETS FOR ALIGNERS

HOJAS TERMOPLÁSTICA PARA ALINEADORES



Easy to handle
Fácil de manejar

Light and Flexible
Ligero y Flexible

Excellent Transparency
Excelente transparencia

Versatile
Versátil

UNID.	MEASURE MEDIDA	CÓDIGO
25	Ø125x0,50mm	16.38.0006.2
25	Ø125x0,75mm	16.38.0004.2
10	Ø125x1,00mm	16.38.0005.1

HORUS

Light-curing resin for 3D PRINTING
Resina fotopolimerizable para IMPRESIÓN 3D

DENTAL MODEL

A suitable resin for use in dental models.

Es una resina apta para su uso en modelos dentales.



MAIN BENEFITS
PRINCIPALES BENEFICIOS:

- **High printing resolution**
  Impresión alta resolución;
- **High level of detail**
  Alto nivel de detalle;
- **Fast curing**
  Cura rápido;
- **Low viscosity**
  Baja viscosidad;
- **No adhesive or silicone**
  No es adhesivo a la silicona;
- **Work and study models**
  Modelos de trabajo y estudio.

AVAILABLE IN COLORS
DISPONIBILIDDAD DE COLORES:

- GREY
- MARFIM

SIZE/TAMAÑOS



HORUS

Light-curing resin for 3D PRINTING
Resina fotopolimerizable para IMPRESIÓN 3D

CASTABLE

The Horus Castable is indicated for the injection of lithium disilicate.

El Horus Castable está indicado para la injección de disilicato de litio.



MAIN BENEFITS
PRINCIPALES BENEFICIOS:

- **High printing resolution**
  Impresión de alta resolución;
- **Low viscosity**
  Baja viscosidad;
- **Fast cure**
  Cura rápida;
- **Injection of lithium disical**
  Injección de litio disical.

AVAILABLE IN COLORS
DISPONIBILIDDAD DE COLORES:

YELLOW CRYSTAL

SIZE/TAMAÑOS



HORUS

Light-curing resin for 3D PRINTING
Resina fotopolimerizable para IMPRESIÓN 3D

ALIGNER

HORUS ALIGNER is indicated for printing dental models intended for making aligners. combining mechanics resistance and high resolutions to your pieces and high resolution for your pieces.

HORUS ALIGNER está indicado para la impresión de modelos dentales destinados a la confección de alineadores. Alineando mecánicas de resistencia y alta resolución para sus piezas.



MAIN BENEFITS
PRINCIPALES BENEFICIOS:

- **High resolution printing**
  Impresión de alta resolución;
- **Fast curing**
  Cura rápida;
- **High mechanical strength;**
  Alta resistencia mecánica;
- **Thermal resistance**
  Resistencia térmica;
- **Low viscosity;**
  Baja viscosidad;
- **Models for invisible aligners**
  Modelos para alineadores invisibles;
- **Templates for bruxism plates**
  Placas de bruxismo.

AVAILABLE IN COLORS
DISPONIBILIDDAD DE COLORES:

- YELLOW
- BRANCO GLACIAL

SIZE/TAMAÑOS



HORUS

Light-curing resin for 3D PRINTING
Resina fotopolimerizable para IMPRESIÓN 3D

ORTHO DOC

HORUS ORTHO DOC is a resin suitable for work of orthodontic documentation and radiology in general. Characterized by its color and fluidity, Ortho Doc brings materials that improve the experience and workflow.

HORUS ORTHO DOC es una resina indicada para trabajos de documentación de ortodoncia y radiología en general. Caracterizado por su color y fluidez, Ortho Doc trae materiales que mejoran la experiencia y el flujo de trabajo.





MAIN BENEFITS
PRINCIPALES BENEFICIOS:

- **High printing resolution;**
  Impresión alta resolución;
- **Fast curing**
  Cura rápida;
- **Low viscosity**
  Baja viscosidad;
- **Coloring similar to plaster;**
  Coloración similar al yeso;
- **Orthodontic documentation**
  Documentación de ortodoncia

AVAILABLE IN COLORS
DISPONIBILIDDAD DE COLORES:

WHITE

SIZE/TAMAÑOS



Self BioPrint Guide

DENTAL ACRYLIC RESIN
FOR 3D PRINTING

Resina acrílica dental para impresión 3D



Indicated for several guide productions such as surgical, orthognathic and implant positioning, the Self BioPrint Guide resin is able to guarantee accuracy and resistance during surgery.

Indicada para diversas producciones de guías como quirúrgicas, ortognáticas y de posicionamiento de implantes, la resina Self BioPrint Guide es capaz de garantizar precisión y resistencia durante la cirugía.



PRINTERS
IMPRESORAS

DLP
LCD

Self BioPrint Splint Hard

DENTAL ACRYLIC RESIN FOR 3D PRINTING

Resina acrílica dental para impresión 3D



The Self BioPrint Splint Hard is suitable for 3D printing of retainers (splints) and plates myorelaxants. It's a material that provides an impression in 3D with high strength and hardness.


Self BioPrint Splint Hard es adecuado para la impresión 3D de retenedores (splints) y placas miorrelajantes. Es un material que proporciona una impresión en 3D de alta resistencia y dureza.





PRINTERS
IMPRESORAS

DLP
LCD


aditekorthodontics
CONSTANT EVOLUTION
HAPPY NEW YEAR!
QUALITY AND EFFICIENCY IS IN YOUR HANDS!
PIONEER in Brazil
EasyClip+ Challenge:
open all the clips in 15 seconds
CHECKLIST 2022
What did we do this year!
Merry Christmas
astroscience3d
ALIGNER
LCD / DLP
Self
BioPrint
CURIOSIDADES
SOBRE IMPRESSÃO 3D

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA AND GET TO KNOW ALL THE NEWS!

¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y ENTÉRATE DE TODAS LAS NOVEDADES!

ADITEK ORTHODONTICS

@aditekorthodontics

@aditekorthodontics



ADITEK®
ORTHODONTICS

self PANDA P2 Scanner Intraoral

HORUS Resina para impressão 3D

Catalog ADITEK DO BRASIL S.A

version 01 - 2023



+55 (16) 3951-9355

R. Cesário Motta, 14 - Vila Viegas, Cravinhos - SP, 14140-000, Brasil

The images on this folder are merely illustrative, and may change during the validy period.
Las imagenes en este folder son meramente ilustrativas y pueden sufrir modificaciones durante el periodo de vigencia